



ClearLite™ Anästhesie-Gesichtsmasken

Eine klare Vision für die Zukunft 



Anästhesie ▪ Anästhesie-Gesichtsmasken



ClearLite™ Anästhesie-Gesichtsmasken

Entdecken Sie unser Sortiment an Anästhesie-Gesichtsmasken, das in sieben Größen erhältlich ist, um den klinischen Bedürfnissen aller Patiententypen und -größen gerecht zu werden. Das Sortiment umfasst die Größen 0 (Neugeborene) bis 6 (große Erwachsene). Aufgrund des verbesserten anatomischen Designs, bietet die learLite-Maske eine hervorragende Dichtungsfunktion bei minimalem Druck und reduziert so das Risiko von unnötigen Beschwerden oder

möglichen Traumata. Die verbesserte Abdichtung erleichtert dem Klinikpersonal zudem die manuelle Beatmung des Patienten, sowohl in der Praxis als auch in der Anästhesie und Notfallsituation.

ClearLite ist PVC- und phthalatfrei, was die Umweltbelastung deutlich minimiert.

Leichte Maske

Bietet Klinikpersonal verbesserten Halt und Komfort bei der Anwendung

Anatomische Form

Ermöglicht eine optimale Passform für verschiedene Gesichtsformen und -größen. Minimaler Druck zur effektiven Abdichtung erforderlich, wodurch das Risiko von Traumata und Nervenschäden reduziert wird

Transparentes Gehäuse

Für eine hervorragende Sicht auf den Patienten

Flexibler, nicht aufblasbarer Cuff

Bietet eine komfortable, effektive und luftdichte Abdichtung

Sichere Verbindung

zwischen Maske und verwendetem Beatmungssystem. Die ISO 22mm Konnektion entspricht der ISO 5356

Reduziertes Maskenvolumen

Reduziert potenzielle Rückatmung und Risiken, die mit einem erhöhten CO₂-Gehalt einhergehen

Farbcodierung

Die komfortable, flexible Abdichtung ist farblich gekennzeichnet, um eine schnelle und einfache Auswahl der richtigen Maskengröße zu ermöglichen

Abfall reduzieren

Auch ohne Hakenring verfügbar



Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos
Mehr erfahren auf www.intersurgical.de/info/clearlite

Geringe Umweltbelastung

PVC- und phthalatfrei



Artikel-Nr.	Artikel-Nr. ohne Hakenring	Produkt	Farbe	VE
7296000	7296001	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 6, Erwachsene extragroß, rote Abdichtung, 22ID		20
7295000	7295001	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 5, Erwachsene groß, orangene Abdichtung, 22ID		35
7294000	7294001	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 4, Erwachsene, grüne Abdichtung, 22ID		35
7293000	7293001	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 3, Erwachsene klein, gelbe Abdichtung, 22ID		35
7292000	7292001	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 2, Kinder, weiße Abdichtung, 22ID		25
-	7291000	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 1, Babies, graue Abdichtung, 15AD		30
-	7290000	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 0, Neugeborene, blaue Abdichtung, 15AD		40

Produkt mit geringerer Umweltbelastung

IS5.31 • Issue 4 09.24



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO
14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP



Bitte recyceln

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA