



LiteScope™ Laryngoskop

Eine Erwachsenenengröße ▪ Vollständig entsorgbar ▪ Gebrauchsfertig



Atemwegsmanagement ▪ Airway-Zubehör

Wir stellen vor: das LiteScope™ Laryngoskop

Eine Erwachsenengröße ▪ Vollständig entsorgbar ▪ Gebrauchsfertig

LiteScope ist das neue, einteilige und vollständig entsorgbare Einweg-Laryngoskop von Intersurgical, das eine schnelle und benutzerfreundliche Lösung für die Intubation bietet und gleichzeitig die Patientensicherheit maximiert.

Anders als bei einem Standard-Laryngoskop macht das innovative, einteilige Design des LiteScope den Anschluss eines separaten Spatels und Griffs überflüssig und spart so im Notfall wertvolle Zeit. Nach dem Vorbild eines Macintosh-Spatels der Größe 4 ist die Einführtechnik dieselbe wie bei jedem Standard-Laryngoskop mit Macintosh-Spatel.


LiteScope ist ideal für den Einsatz in:

- Präklinik
- Notfallmedizin
- Reanimation
- Anästhesie
- Intensivpflege


Infektionsprävention

Kürzlich veröffentlichte Richtlinien zur Infektionsprävention haben bestätigt, dass in Bezug auf Laryngoskope 'die derzeitigen Praktiken zur Dekontamination und Desinfektion zwischen Patienten häufig ineffektiv sind und eine Restkontamination zurückbleibt, die als Quelle für Kreuzinfektionen angesehen wurde¹. Auch die Spatel sind regelmäßig mit Blut kontaminiert, was auf eine Penetration der Schleimhäute hindeutet und diese Produkte in eine Hochrisikokategorie einordnet! Sie bestätigen auch, dass 'idealerweise ein vollständiges Einweglaryngoskop empfohlen wird, bei dem auch der Griff zusammen mit dem Spatel entsorgt wird'.


Als vollständig entsorgbares Einweg-Laryngoskop eliminiert LiteScope die Risiken, die mit der Wiederaufbereitung von wiederverwendbaren Geräten verbunden sind, und stellt daher eine ideale Lösung zur Infektionsprävention dar. Es vermeidet außerdem jegliche Kosten für die Wiederaufbereitung.



Anästhesie



Intensivpflege



Notfallmedizin



Eigenschaften & Vorteile

Eine Erwachsenengröße

keine Lagerung von mehreren Größen

Vollständig entsorgbar

keine Batterien, die vor der Entsorgung entfernt werden müssen

Gebrauchsfertig

kein Anschluss separater Spatel erforderlich

Gerippter Griff

Für besseren Halt



Ein-/Ausshalter

LiteScope ist Sekunden nach Entnahme aus der Verpackung einsatzbereit

TPE-Schutz

Kann das Risiko eines Zahntraumas während der Intubation verringern

Macintosh-Spatel


Vertraute Einführtechnik

Ergonomisches Design

Für eine komfortable und einfache Bedienung des LiteScope™


LED Licht

Für eine optimale Visualisierung



▶ Video verfügbar unter www.intersurgical.de






LiteScope™ wird in Kartons zu 10 Stück geliefert. Jeder Artikel ist einzeln verpackt, um einen Schutz bei Transport und Lagerung zu gewährleisten.

Artikelnr.	Produkt	VE
7124000	LiteScope Laryngoskop	10

Intersurgical Airway-Produkte und Zubehör

Das LiteScope ist die neueste Ergänzung unseres Sortiments an Airway-Produkten und Zubehör, zu dem auch die innovative supraglottische Atemhilfe i-gel®, das i-view™ Video-Laryngoskop sowie eine Reihe von Larynxmasken, Laryngoskopspateln, Trachealtuben, oropharyngealen Atemwegen sowie Intubationshilfen und Bougies gehören. Zusätzlich umfasst das Sortiment ein umfangreiches Angebot an Beatmungsfiltern, Wärme- und Feuchtigkeitsaustauschern (HMEs) und Klimatisierungsfiltern (HMEFs). Zögern Sie nicht, uns für weitere Details zu unseren Airway-Produkten zu kontaktieren.



Produktinformation
i-gel® supraglottische
Atemhilfe



Produktinformation
i-view™ Video-
Laryngoskop



Produktinformation
InterGuide
und InterForm
Intubationshilfen



Produktinformation
Beatmungsfilter,
HMEs und
HMEFs



Produktinformation
Einteilige Guedel-
Tuben



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin
T: 02241-25690 F: 02241-2569222 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical ist zertifiziert nach:
ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und
ISO 14001:2015

Please think before you print
Sparen Sie Energie und Papier!
Wenn Sie diese Produktinformation
ausdrucken müssen, tun Sie dies
bitte doppelseitig.

IS6.17 • Issue 1 03.21