




Cirrus™ 2

Eine Auswahl an Verneblern und Sets



Sauerstoff- und Aerosoltherapie ▪ Verneblertherapie



Cirrus™2 Vernebler und Sets

Basierend auf dem etablierten Cirrus Vernebler verfügt der Cirrus2 über eine Reihe von verbesserten Eigenschaften. Dazu gehören ein geringeres Residualvolumen und ein kalibrierter Verneblerbecher. Der Becher verfügt außerdem über einen Schnellverschluss und lässt sich mit einer Vierteldrehung einsetzen und abnehmen. Dies beschleunigt den Befüllvorgang und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung zwischen Becher und Verneblergehäuse.


Der Cirrus2 Vernebler wird zur gezielten Aerosol-Deposition im Tracheobronchialsystem eingesetzt. Die Leistungsdaten des Verneblers sind in der mit dem Produkt gelieferten Dokumentation enthalten.

Die Cirrus2 Maskensets enthalten die Intersurgical EcoLite™ Aerosolmaske, eine PVC-freie Maske, die die Umweltbelastung durch dieses Produkt reduziert.

▶ Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos



Der Cirrus2 arbeitet zuverlässig in jeder Position zwischen horizontal und vertikal.



Selbstschließendes T-Stück

Der Cirrus2 ist auch mit selbstschließendem T-Stück erhältlich. So kann der Vernebler ins Beatmungssystem eingesetzt und anschließend entnommen werden, ohne die Beatmung des Patienten zu beeinträchtigen oder mögliche Alarmsignale auszulösen.

▶ Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos





Cirrus™2 Verneblerset mit Intersurgical EcoLite™ Maske

Durchdacht bis ins Detail

Das einzigartige Design und die sorgfältig ausgewählten Materialien der Intersurgical EcoLite-Maske sorgen für hohen Patientenkomfort und geringere Umweltbelastung.

Angenehm für Patienten

Verbesserter Patientenkomfort stand bei der Entwicklung der Intersurgical EcoLite-Maske im Mittelpunkt. Dank modernster Fertigungstechnologie konnten wir zwei PVC-freie Materialien in einem Produkt kombinieren: Der Polypropylen-Körper der Maske ist transparent, leicht und stabil genug, um die Form der Maske zu erhalten, während das weichere TPE-Material für die Dichtung verwendet wird, die direkten Kontakt mit dem Gesicht des Patienten hat.

Angenehm für die Umwelt

Die Intersurgical EcoLite-Maske ist ein wichtiger Bestandteil unserer Eco-Produktreihe, die im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements für nachhaltige Entwicklung entwickelt wurde. Verschiedene Fachgruppen haben den Einsatz von PVC in Medizinprodukten und dessen Auswirkungen auf die Umwelt hinterfragt. Durch die Verwendung alternativer Materialien konnte PVC sowohl im Maskenkörper als auch in der Dichtung der Intersurgical EcoLite-Maske vollständig eliminiert werden, wodurch die Umweltbelastung reduziert wird.



Intersurgical EcoLite

Weitere Informationen verfügbar unter www.intersurgical.de/info/IntersurgicalEcoLite

Eco-Sortiment

Weitere Informationen verfügbar unter www.intersurgical.de/info/Eco



Gekrümmter Nasensteg

Passt sich verschiedenen Nasenformen an und verhindert, dass aerosolisiertes Medikament in die Augen des Patienten gelangt

Kein Metall-Nasenclip

MRT-kompatibel

Weiche Gesichtsdichtungen


Erhöhter Patientenkomfort

Elastic can be positioned under or over the ears*

Below ear position eliminates trauma to top of ears

Gummiband unter oder über den Ohren tragbar

Position unter den Ohren verhindert Druckstellen



*Nur für Erwachsene verfügbar



Cirrus™2 Vernebler und Sets

Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE
1402000	Cirrus2 Vernebler		75
1453015	 Cirrus2 Verneblerset, Erwachsene, Intersurgical EcoLite Maske mit Schlauch	2,1 m	30 
1453017	Cirrus2 Verneblerset, Erwachsene, Intersurgical EcoLite Maske mit PVC-freiem Schlauch	2,1 m	30 
1453014	Cirrus2 Verneblerset, Erwachsene, Intersurgical EcoLite Maske und Schlauch mit Universalkonnektor	2,1 m	30 
1454015	Cirrus2 Verneblerset, Kinder, Intersurgical EcoLite Maske mit Schlauch	2,1 m	36 
1454017	Cirrus2 Verneblerset, Kinder, Intersurgical EcoLite Maske und Schlauch mit Universalkonnektor	2,1 m	40 
1455000	Cirrus2 Verneblerset mit Mundstück und Schlauch, Anwendung bei einem Patienten	2,1 m	35
1455002	Cirrus2 Verneblerset mit Mundstück und Schlauch mit Universalkonnektor	2,1 m	35
1464000	Cirrus2 Verneblerset mit Universalmundstück, T-Stück und Schlauch	1,8 m	40
1464004	Cirrus2 Verneblerset mit Universalmundstück, T-Stück, Filter und Sure-Loc-Schlauch	1,8 m	20
1464021	Cirrus2 Verneblerset mit Mundstück, Filter und Schlauch	2,1 m	20
2605000	Cirrus2 Verneblerset für 22 mm Beatmungssystem, T-Stück und Schlauch	1,8 m	40
2606000	Cirrus2 Verneblerset für 15 mm Beatmungssystem, T-Stück und Schlauch	1,8 m	35
2608000	Cirrus2 Verneblerset für 10 mm Beatmungssystem, T-Stück und Schlauch	1,8 m	45



Selbstschließendes T-Stück

Artikel-Nr.	Produkt	VE
2609000	 Cirrus2 Verneblerset mit selbstschließendem T-Stück 22AD-22ID und Schlauch	35
1814000	Selbstschließendes T-Stück 22AD-22ID	40

 Illustriert  Produkt mit geringerer Umweltbelastung

IS10.23 ▪ Issue 18 09.25



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Straße 39, 53757 Sankt Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP



Bitte recyceln

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ India ▪ Ireland ▪ Italy
Japan ▪ Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA