

HOT Top™ 2

Vernebler und Sets mit hohem Output für kürzere Behandlungszeiten



Sauerstoff- und Aerosoltherapie • Vernebler



HOT Top™2 Vernebler

Der HOT Top2 Vernebler entspricht dem Design eines "offenen" Verneblers und verfügt über zwei Zuluftkanäle, die hohe Output-Flows erzeugen. Dadurch werden Behandlungszeiten verkürzt und die Patientencompliance erhöht.

Zusätzlich verfügt der HOT Top2 Vernebler über eine Reihe von verbesserten Eigenschaften. Dazu gehören ein geringeres Residualvolumen und ein kalibrierter Verneblerbecher. Der Becher verfügt über einen Schnellverschluss und lässt sich mit einer Vierteldrehung einsetzen und abnehmen. Dadurch ermöglicht der HOT Top2 ein schnelleres Befüllen und bietet eine zuverlässigere Abdichtung zwischen Becher und Verneblerkörper.

Der HOT Top2 wird zur gezielten Aerosol-Deposition im Tracheobronchialsystem eingesetzt. Bei einem geringeren Frischgasflow von 6 L/min, ist die Leistung vergleichbar mit einem konventionellen "geschlossenen" Vernebler. Der HOT Top2 eignet sich daher auch zur Anwendung mit Kompressoren, die typischerweise geringere Flow-Outputs aufweisen.

Die HOT Top2 Masken-Sets enthalten die Intersurgical EcoLite™-Aerosolmaske, eine PVC-freie Maske, die die Umweltbelastung durch dieses Produkt reduziert.

▶ Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos

Schnellere Behandlungszeiten

Verbesserte Patienten-Compliance

Kalibrierter Verneblerbecher

Genaue und schnelle Zubereitung

Standard 22ID-Anschluss

Für Masken, T-Stücke und Mundstücke

Schnellverschluss

Rasches Befüllen



Sichere Konnektion

Sure-Loc™ Gewindebasis

Unsere HOT Top2 Sets mit Sure-Loc-Gewindebasis und Sure-Loc-Schlauch ermöglichen eine eindeutige, sichere Verbindung. Eine versehentliche Diskonnektion des Schlauchs vom Vernebler oder Flowmeter kann so ausgeschlossen werden.

Das eine Ende des Schlauchs wird mit einer Drück- und Drehbewegung am Anschluss des Verneblers befestigt, das andere Ende mithilfe eines Adapters am Flowmeter konnektiert.

Der Sure-Loc-Schlauch kann auch an einem Standard-Vernebler verwendet werden, und Sure-Loc-Vernebler sind auch mit Standardschläuchen konnektierbar.



Drücken und Drehen



HOT Top™2 Vernebler und Intersurgical EcoLite™ Maske im Set

Durchdacht bis ins Detail

Das einzigartige Design und die verwendeten Materialien zur Herstellung der Intersurgical EcoLite™ Maske bieten verbesserten Patientenkomfort, der zusammen mit einer verringerten Umweltbelastung im Fokus der Entwicklung stand.

Angenehm für Patienten

Dank modernster Fertigungstechnologie ist es uns gelungen, zwei PVC-freie Materialien in einem Produkt zu kombinieren: Das Polypropylenmaterial, aus dem der Maskenkörper besteht, ist transparent, leicht und dennoch stabil genug, um die Form der Maske zu bewahren. Das zweite, weichere TPE-Material bildet die Abdichtung, die mit dem Gesicht des Patienten in Kontakt kommt.

Angenehm für die Umwelt

Die Intersurgical EcoLite™ ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Eco-Produktreihe, die im Rahmen unseres nachhaltigen Entwicklungsengagements entwickelt wurde. Zahlreiche Fachgruppen haben die Verwendung von PVC in Medizinprodukten und dessen Umweltauswirkungen infrage gestellt. Der Einsatz alternativer Materialien hat zur

vollständigen Eliminierung von PVC aus dem Maskenkörper und der Abdichtung der Intersurgical EcoLite™ Maske geführt.



Intersurgical EcoLite

Mehr zu Intersurgical EcoLite auf www.intersurgical.de/info/IntersurgicalEcoLite

Eco-Sortiment

Mehr zum Eco-Sortiment auf www.intersurgical.de/info/eco



Gekrümmter Nasensteg

Verhindert, dass Aerosole in die Augen des Patienten geraten

Kein Nasenclip aus Metall

MRT-kompatibel

Weiche Abdichtung

Erhöhter Patientenkomfort

Sitz unter den Ohren möglich

Ideal bei Langzeittherapien, um Trauma zu verhindern

Einbuchtung in Kinnpartie

Erleichtern die Anpassung an viele Gesichtsformen





Produktinformation und Zubehör

HOT Top™2 Vernebler mit Standardanschluss

Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE	
1472015	HOT Top2 Vernebler		65	
1463015	HOT Top2 Vernebler-Set für Erw. mit EcoLite™ Maske und Schlauch	1.8 m	30	
1468015	HOT Top2 Vernebler-Set für Kinder mit EcoLite™ Maske und Schlauch	1.8 m	36	
1478015	HOT Top2 Vernebler-Set mit Mundstück und Schlauch	1.8 m	45	

HOT Top2 Vernebler mit Sure-Loc™ Gewindebasis

Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE	
1471015	HOT Top2 Vernebler mit Sure-Loc™ Gewindebasis		75	
1473015	HOT Top2 Vernebler-Set Erw. mit Sure-Loc™ Gewindebasis, EcoLite™ Maske & Sure-Loc-Schlauch	1.8 m	30	
1474015	HOT Top2 Vernebler für Kinder mit Sure-Loc™ Gewindebasis, EcoLite™ Maske & Sure-Loc-Schlauch	1.8 m	36	
1475015	HOT Top2 Vernebler mit Sure-Loc™ Gewindebasis	1.8 m	45	



Produkt mit geringerer Umweltbelastung

IS10.28 ▪ Issue 14 01.25

**INTERSURGICAL®**
BEATMUNGSPRODUKTEIntersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.deIntersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO
14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP

Bitte recyceln