



VT Sure Beatmungsbeutel-Systeme



Anästhesie ▪ Reanimation und Rettungsdienst


VT Sure Beatmungsbeutel-Systeme

In Notfallsituationen ist Schnelligkeit lebenswichtig, da es kaum Möglichkeiten zur Überprüfung der Patientenanamnese gibt und teures, wiederverwendbares Equipment oft kontaminiert werden kann. Um dennoch Kreuzinfektionen durch Blut, Erbrochenes und Sekrete zu vermeiden, bieten wir ein komplettes Sortiment an Beatmungsbeutel-Systemen für die Reanimation an.

Das hochwertige, robuste Design entspricht der internationalen Norm ISO 10651-4 und bietet die nötige Zuverlässigkeit für den Einsatz in allen klinischen Situationen.

Der VT Sure Beatmungsbeutel wird als vollständig montiertes Einwegprodukt geliefert und ist in einer Notfallsituation immer einsatzbereit. Er wurde für eine einfache Anwendung entwickelt und ist in verschiedenen Größen erhältlich: Erwachsene (1.5 L), Erwachsene klein (1 L) und Kinder (550 ml).

Die VT Sure Beatmungsbeutel sind mit zusätzlichen Optionen wie PEEP-Ventil, Manometer oder Überdruckventil erhältlich, um eine sichere und effektive Reanimation zu gewährleisten.



Beatmungsbeutel-Systeme sind
Einwegartikel und latexfrei.



1.5L Beutel mit Maske Gr. 5

Artikel-Nr.	Produkt	VE
7152111	VT Sure Beatmungsbeutel-System Erwachsene, 1.5L Beutel mit Maske Gr. 5	8
7152121	VT Sure Beatmungsbeutel-System Erwachsene, 1.5L Beutel mit Maske Gr. 5 und Manometer	8
7152131	VT Sure Beatmungsbeutel-System Erwachsene, 1.5L Beutel mit Maske Gr. 5, Manometer und verstellbarem PEEP-Ventil	8

1L Beutel mit Maske Gr. 4

Artikel-Nr.	Produkt	VE
7153111	VT Sure Beatmungsbeutel-System Erw. klein/Kinder, 1L Beutel mit Überdruckventil 40cm/H ₂ O und Maske Gr. 4	8
7153121	VT Sure Beatmungsbeutel-System Erw. klein/Kinder, 1L Beutel mit Überdruckventil 40cm/H ₂ O, Maske Gr. 4 und Manometer	8
7153131 	VT Sure Beatmungsbeutel-System Erw. klein/Kinder, 1L Beutel mit Überdruckventil 40cm/H ₂ O, Maske Gr. 4, Manometer und verstellbarem PEEP-Ventil	8

550 ml Beutel mit Maske Gr. 3

Artikel-Nr.	Produkt	VE
7151111	VT Sure Beatmungsbeutel-System Kinder, 550ml Beutel mit Überdruckventil 40cm/H ₂ O und Maske Gr. 3	8
7151121	VT Sure Beatmungsbeutel-System Kinder, 550ml Beutel mit Überdruckventil 40cm/H ₂ O und Maske Gr. 3 und Manometer	8
7151131	VT Sure Beatmungsbeutel-System Kinder, 550ml Beutel mit Überdruckventil 40cm/H ₂ O und Maske Gr. 3, Manometer und verstellbarem PEEP-Ventil	8

550 ml Beutel mit Maske Gr. 1

Artikel-Nr.	Produkt	VE
7154111	VT Sure Beatmungsbeutel-System Kinder, 550ml Beutel mit Überdruckventil 40cm/H ₂ O und Maske Gr. 1	8
7154121	VT Sure Beatmungsbeutel-System Kinder, 550ml Beutel mit Überdruckventil 40cm/H ₂ O, Maske Gr. 1 und Manometer	8
7154131	VT Sure Beatmungsbeutel-System Kinder, 550ml Beutel mit Überdruckventil 40cm/H ₂ O, Maske Gr. 1, Manometer und verstellbarem PEEP-Ventil	8



Zubehör



7162111



7162112



7163000



1644000

Artikel-Nr.	Produkt	VE
7162111	Einweg-Druckmanometer mit Skala	10
7162112	Abgewinkeltes Druckmanometer	20
7163000	BVM Halteband	10
1644000	Clear-Guard™ Midi Bakterien/Virenfilter mit Luer Port	100

Illustriert

VT Sure Beatmungsbeutel-Systeme werden von Pulmodyne Inc, USA, hergestellt und von Intersurgical Ltd. vertrieben.



Bitte recyceln

IS5.39 • Issue 4 04.25



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Straße 39, 53757 Sankt Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA