



i-view™ Video-Laryngoskop

Videolaryngoskopie zu jeder Zeit, an jedem Ort



Atemwegsmanagement ▪ Airway Zubehör



Wir stellen Ihnen das i-view™ Video-Laryngoskop vor

Einheitsgröße ▪ Einmalgebrauch ▪ Einfache Entsorgung

i-view ist das neue Einweg-Video-Laryngoskop von Intersurgical, das Ihnen die Möglichkeit der Video-Laryngoskopie bietet, wo immer Sie intubieren müssen.

Durch den eingearbeiteten Macintosh-Spatel kann i-view auch für die direkte Laryngoskopie verwendet werden, außerdem wirkt die Einführungsstechnik dadurch vertrauter als bei Geräten mit anderen Spateln. Das ergonomische Design sorgt für eine einfache Handhabung des i-view, während der integrierte LCD-Bildschirm eine optimale Sicht bei verschiedensten Lichtverhältnissen sicherstellt.



i-view bietet die Möglichkeit der Video-Laryngoskopie "zu jeder Zeit, an jedem Ort"

Dort wo die Verfügbarkeit eines Video-Laryngoskops wegen der Anschaffungskosten von wiederverwendbaren Geräten an mehreren Standorten eingeschränkt ist, bietet i-view eine kostengünstige Lösung, die alle Vorteile eines Video-Laryngoskops als Komplettlösung in einem vollständig entsorgbaren Produkt für den Einmalgebrauch vereint. Damit ist i-view ideal für folgende Einsatzgebiete:

- Präklinischer Bereich
- Notfallmedizin
- Wiederbelebung
- Anästhesie
- Schwierige Atemwege
- Intensivstation



Intensivstation



Präklinischer Bereich/Wiederbelebung



Schwierige Atemwege



Eigenschaften & Vorteile

Video-Laryngoskop zu jeder Zeit, an jedem Ort

Einheitsgröße

keine Anschaffung mehrerer Größen
notwendig

Einmalgebrauch

reduziert Risiko von Kreuzinfektionen und
eliminiert Kosten zur Wiederaufbereitung

Einfache Entsorgung

vor der Entsorgung müssen keine
Einzelteile, wie zum Beispiel Batterien
entfernt werden

Integrierter LCD-Bildschirm

stellt eine optimale Sicht bei
schwierigen Lichtverhältnissen
sicher

Ergonomisches Design

für hohen Komfort und eine
instinktive Anwendung



Ein-/Ausschalter

i-view ist in Sekunden nach der
Entnahme aus der Verpackung
gebrauchsfertig

Kamera und LED-Licht

zur optimalen Visualisierung



Macintosh-Spatel

i-view kann sowohl für die direkte
als auch die Video-Laryngoskopie
verwendet werden





i-view wird in Kartons zu je 2 Stück geliefert. Jedes Gerät ist einzeln in einer speziell entwickelten Schutzhülle mit Plastikversiegelung verpackt, die sowohl einen sicheren Transport als auch eine optimale Lagerung des Gerätes garantiert. Zum Öffnen der Verpackung einfach die Eckklase mit dem Daumensymbol greifen und die obere Plastikfolie zurückziehen, bis das Produkt entnommen werden kann. Die LOT-Nummer und das Haltbarkeitsdatum des Geräts befinden sich am oberen Rand über dem LCD-Bildschirm.



Artikel-Nr.	Produkt	VE
8008000	i-view Video-Laryngoskop	2

▶ Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos
Weitere Informationen unter www.intersurgical.de/info/iview

IS6.15 ▪ Issue 3 04.24



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin
T: 02241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP



Bitte recyceln

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA