



Universal-Konnektor Sortiment

Produkte mit Schläuchen und Universalanschluss



Sauerstoff- und Aerosoltherapie



Universal-Konnektor

Die Produkte in diesem Prospekt sind erhältlich mit einem Sauerstoffschlauch mit Universalanschluss, der an einen 6mm Flowmeterstutzen angeschlossen oder direkt an einen 9/16-18 UNF Durchmesser des Index Safety System (D.I.S.S.) Flowmeter angeschlossen werden kann.



Sauerstoffmaske mit mittlerer Konzentration

Die Intersurgical EcoLite™ Sauerstoffmaske für Erwachsene mit mittlerer Konzentration bietet eine komfortable, leichte Option, die für eine Vielzahl von Gesichtsformen geeignet ist. Der Maskenkörper und die Dichtung der Intersurgical EcoLite Maske enthalten kein PVC mehr, wodurch die Umweltbelastung reduziert wird.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge	VE
1135017	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske, mittlere Konzentration mit Schlauch und Universal-Konnektor	2.1 m	30 
1196019	Intersurgical EcoLite, Kinder, Sauerstoffmaske, mittlere Konzentration mit Schlauch und Universal-Konnektor	2.1 m	40 

▶ Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos

Sauerstoffmaske mit hoher Konzentration

Die Intersurgical EcoLite™ Sauerstoffmaske für Erwachsene mit hoher Konzentration ist komfortabel für den Patienten und hat eine weiche Gesichtsabdichtung. Das Produkt verfügt über zwei integrierte Sicherheitsventile, die es dem Patienten ermöglichen, bei einem Ausfall der Sauerstoffversorgung die Raumluft zu atmen.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge	VE
1181017	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske, hohe Konzentration mit Schlauch und Universalkonnektor	2.1 m	24 

▶ Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos



Silente™ Venturi-Masken-Set

Silente™ wurde so entwickelt, dass er mit minimaler Geräuscentwicklung arbeitet. Der große Durchmesser des Gehäuses bietet Platz für eine klare, weit auseinanderliegende Kalibrierung und ist mit einer „Drück-Dreh“-Funktion ausgestattet, um das Risiko eines versehentlichen Verstellens zu minimieren.

Das Silente-Venturi-Ventil wurde so konzipiert, dass es feste Sauerstoffkonzentrationen liefert, die entsprechend den klinischen Anforderungen angepasst werden können.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge	VE
1137016	Silente™, Intersurgical EcoLite™, Erwachsene, verstellbares Venturi-Masken-Set mit Schlauch und Universal-Konnektor	1.8 m	30 

▶ Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos

Sentri™ ETCO₂ Maske

Die Sentri Maske ist Intersurgical EcoLite™ Sauerstoffmaske für Erwachsene mit mittlerer Konzentration und einem Anschluss für die ETCO₂-Messleitung, der eine sichere Luer-Lock-Verbindung zum Kapnographen ermöglicht. Die Maske dient der Messung des ausgeatmeten CO₂-Gehalts (ETCO₂), während gleichzeitig Sauerstoff verabreicht wird.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge	VE
1143018	Sentri Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit CO ₂ -Messleitung, Filter und Schlauch mit Universal-Konnektor	2.1 m	30 

▶ Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos

Cirrus™2 Vernebler

Der Cirrus2 Vernebler wird zur gezielten Aerosol-Deposition im Tracheobronchialsystem eingesetzt. Die Leistungsdaten des Verneblers sind in der mit dem Produkt gelieferten Dokumentation enthalten.

Die Cirrus2-Maskensets enthalten die Intersurgical EcoLite™ Aerosolmaske, eine PVC-freie Maske, die die Umweltbelastung durch dieses Produkt reduziert.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge	VE
1453014	Cirrus2 Verneblerset für Erw. mit EcoLite Maske und Schlauch mit Universal-Konnektor	2.1 m	36 
1454017	Cirrus2 Verneblerset für Kinder mit EcoLite Maske und Schlauch mit Universal-Konnektor	2.1 m	40 
1455002	Cirrus2 Verneblerset mit Mundstück, Schlauch Universal-Konnektor	2.1 m	35

▶ Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos



HOT Top2 Vernebler

Der HOT Top2 Vernebler entspricht dem Design eines "offenen" Verneblers und verfügt über zwei Zuluftkanäle, die hohe Output-Flows erzeugen. Dadurch werden Behandlungszeiten verkürzt und die Patientencompliance erhöht.

Zusätzlich verfügt der HOT Top2 Vernebler über eine Reihe von verbesserten Eigenschaften. Dazu gehören ein geringeres Residualvolumen und ein kalibrierter Verneblerbecher. Der Becher verfügt über einen Schnellverschluss und lässt sich mit einer Vierteldrehung einsetzen und abnehmen. Dadurch ermöglicht der HOT Top2 ein schnelleres Befüllen und bietet eine zuverlässigere Abdichtung zwischen Becher und Verneblerkörper.

▶ Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos



Artikel-Nr.	Produkt	Länge	VE
1463016	HOT Top2 Vernebler-Set für Erwachsene mit EcoLite Maske, Schlauch und Universal-Konnektor	1.8 m	30 
1468016	HOT Top2 Vernebler-Set für Kinder mit EcoLite Maske, Schlauch und Universal-Konnektor	1.8 m	36 

Sauerstoffschlauch mit Universal-Konnektor

Sauerstoffschlauch mit Universalanschluss, der an einen 6mm Flowmeterstutzen angeschlossen oder direkt an einen 9/16-18 UNF Durchmesser des Index Safety System (D.I.S.S.) Flowmeter angeschlossen werden kann. Der Schlauch ist 2.1 m lang und knickresistent, sodass Verstopfungen vermieden werden.



Artikel-Nr.	Produkt	Länge	VE
1174021	Sauerstoffschlauch mit Universal-Konnektor	2.1 m	100

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Niederlassung.

IS10.41 • Issue 2 03.26



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO
14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ India ▪ Ireland ▪ Italy
Japan ▪ Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA