



PEP-Therapie Sortiment Positive Expiratory Pressure



Sauerstoff- und Aerosoltherapie ▪ Physiotherapie der Atemwege



Das Intersurgical Sortiment für die PEP-Therapie

Intersurgical bietet Ihnen eine Reihe von Produkten für die PEP-Therapie (positive expiratory pressure). Das modulare Design des Sortiments ermöglicht es Anwendern, aus neun farbkodierten PEP-Widerständen und zwei Patientenschnittstellen zu wählen. Das PEP T-Stück wird zusammen mit einem Mundstück geliefert, welches bei Bedarf einfach gegen eine Gesichtsmaske ausgetauscht werden kann. Ein Druckmanometer kann über den PEP-Manometerkonnektor (1956020), der speziell für die Montage zwischen T-Stück und PEP-Widerstand entwickelt wurde, an das System angeschlossen werden.

Port für Patientenschnittstellen

PEP T-Stück und Mundstück

Mundstück wird mit T-Stück geliefert

Nicht standardisierter Inspirations-Port

Expirationsport

Widerstand

Einweg-Inspirationsventil

Neun farbcodierte Größen von Widerständen verfügbar.
Der passende Widerstand wird für den Patienten ausgewählt. Leicht zu bedienen.

ClearLite™ Maske, Größe 4

Artikel-Nr.	Produkt	Farbe	VE
Die PEP Widerstände sind in Beuteln zu 10 Stück verpackt.			
8020060	PEP-Widerstand 6.0mm, lila, Anwendung bei einem Patienten		100
8020050	PEP-Widerstand 5.0mm, braun, Anwendung bei einem Patienten		100
8020045	PEP-Widerstand 4.5mm, rot, Anwendung bei einem Patienten		100
8020040	PEP-Widerstand 4.0mm, orange, Anwendung bei einem Patienten		100
8020035	PEP-Widerstand 3.5mm, grün, Anwendung bei einem Patienten		100
8020030	PEP-Widerstand 3.0mm, blau, Anwendung bei einem Patienten		100
8020025	PEP-Widerstand 2.5mm, gelb, Anwendung bei einem Patienten		100
8020020	PEP-Widerstand 2.0mm, weiß, Anwendung bei einem Patienten		100
8020015	PEP-Widerstand 1.5mm, schwarz, Anwendung bei einem Patienten		100
PEP T-Stück, Patientenschnittstellen und Konnektoren			
1956014	PEP T-Stück, Inspirations-Port -22AD/15ID-22AD mit Einweg-Ventil & Mundstück, 22ID, Anwendung bei einem Patienten		80
1956020	PEP-Manometerkonnektor, 15AD, 22AD/15ID, 6mm Winkel mit Schlauch, 1.3m		40
7296001	ClearLite, Anästhesie-Gesichtsmaske, Größe 6, Erw. extra groß, rote Abdichtung, kein Hakenring, 22ID		20
7295001	ClearLite, Anästhesie-Gesichtsmaske, Größe 5, Erw. groß, orangene Abdichtung, kein Hakenring, 22ID		35
7294001	ClearLite, Anästhesie-Gesichtsmaske, Größe 4, Erw., grüne Abdichtung, kein Hakenring, 22ID		35
7293001	ClearLite, Anästhesie-Gesichtsmaske, Größe 3, Erw. klein, gelbe Abdichtung, kein Hakenring, 22ID		35
7292001	ClearLite, Anästhesie-Gesichtsmaske, Größe 2, Kinder, weiße Abdichtung, kein Hakenring, 22ID		25
1691040	Nasensclip		35

IS10.37 • Issue 6 09.25



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO
14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP

