



Solus™ Larynxmasken

Das umfassende Sortiment von Larynxmasken zum Einmalgebrauch



Atemwegsmanagement ▪ Larynxmasken



Solus™ Larynxmasken

Ein umfassendes Sortiment an Larynxmasken zum Einmalgebrauch in der Anästhesie und Notfallmedizin. Alle Solus Larynxmasken zum Einmalgebrauch, darunter die klassische Solus Standard, die drahtverstärkte Solus Flexible, die besonders weiche Solus Satin und eine MRT-kompatible Option, sind latexfrei und werden steril geliefert, um den Anforderungen einer Vielzahl von klinischen Szenarien gerecht zu werden.

Reibungsarmes Material

Atraumatisch: geringerer Widerstand beim Einführen und Entfernen

Klassische Cuff-Form

Bewährt und verlässlich

Informationen auf einen Blick

Auch nach Einführung gut sichtbar




Integrierte Cuff-Leitung

Reduzierte Beschädigungsgefahr

Qualitätsventil

Sichert die Integrität der Manschette



▶ Video verfügbar auf www.intersurgical.de/info/videos

Solus Standard

Dank spezieller Materialauswahl besitzt die Solus Larynxmaske die notwendige Flexibilität und Stabilität, um ein problemloses Einführen zu ermöglichen und auch anspruchsvollen klinischen Applikationen - z. B. in der pädiatrischen Anästhesie - gerecht zu werden.



Artikel-Nr.	Produkt	Größe		Gewicht	VE
8005000	Solus Standard	5	Erwachsene groß	70+kg	20 
8004000	Solus Standard	4	Erwachsene medium	50–70kg	20 
8003000	Solus Standard	3	Erwachsene klein	30–50kg	20 
8025000	Solus Standard	2.5	Kinder groß	20–30kg	20 
8002000	Solus Standard	2	Kinder klein	10–20kg	20 
8015000	Solus Standard	1.5	Babies	5–10kg	20 
8001000	Solus Standard	1	Neugeborene	<5kg	20 



Solus Satin

Die Larynxmaske Solus Satin besitzt einen weicheren Airway-Tubus und bietet so mehr Flexibilität.



Artikel-Nr.	Produkt	Größe		Gewicht	VE	
8005003	Solus Satin	5	Erwachsene groß	70+kg	20	S
8004003	Solus Satin	4	Erwachsene medium	50–70kg	20	S
8003003	Solus Satin	3	Erwachsene klein	30–50kg	20	S

Solus MRI-safe

Diese Larynxmaske ist mit einem speziell getesteten, metallfreien Ventil ausgestattet und beeinträchtigt daher nicht das Magnet des MRT-Geräts. Das eingesetzte Plastikventil wurde im Hinblick auf absolute Zuverlässigkeit während der gesamten Haltbarkeitsdauer gewählt.



Artikel-Nr.	Produkt	Größe		Gewicht	VE	
8005002	Solus MRT-kompatibel	5	Erwachsene groß	70+kg	20	S
8004002	Solus MRT-kompatibel	4	Erwachsene medium	50–70kg	20	S
8003002	Solus MRT-kompatibel	3	Erwachsene klein	30–50kg	20	S
8025002	Solus MRT-kompatibel	2.5	Kinder groß	20–30kg	20	S
8002002	Solus MRT-kompatibel	2	Kinder klein	10–20kg	20	S
8015002	Solus MRT-kompatibel	1.5	Babies	5–10kg	20	S
8001002	Solus MRT-kompatibel	1	Neugeborene	<5kg	20	S



Solus Curve


Solus Curve is our laryngeal mask for those who prefer the insertion characteristics of a device with a curved airway tube.



Code	Description	Size		Weight	Box Qty.	
8005050	Solus Curve, laryngeal mask airway	5	Large adult	70+kg	20	
8004050	Solus Curve, laryngeal mask airway	4	Medium adult	50–70kg	20	
8003050	Solus Curve, laryngeal mask airway	3	Small adult	30–50kg	20	

Solus Flexible

Solus Flexible provides an ideal solution for shared airway procedures such as ENT, dental, oro-maxillary and eye surgery where the rigidity of airway devices can obscure surgical access. The wire-reinforced tube permits flexion without kinking and can be moved at any time mid-procedure without concern for the cessation of gas flow.



Code	Description	Size		Weight	Box Qty.	
8005001	Solus Flexible, wire-reinforced laryngeal mask airway	5	Large adult	70+kg	20	
8004001	Solus Flexible, wire-reinforced laryngeal mask airway	4	Medium adult	50–70kg	20	
8003001	Solus Flexible, wire-reinforced laryngeal mask airway	3	Small adult	30–50kg	20	
8025001	Solus Flexible, wire-reinforced laryngeal mask airway	2.5	Large paediatric	20–30kg	20	
8002001	Solus Flexible, wire-reinforced laryngeal mask airway	2	Small paediatric	10–20kg	20	



Sterile

IS6.1 ▪ Issue 15 06.24



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO
14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP



Bitte recyceln

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA