




DART™

Intranasaler mukosaler Medikamentenzerstäuber



Atemwegsmanagement ▪ Pulmodyne®




DART™ intranasaler Zerstäuber

Hochwertige Medikamentenzerstäubung – für Sie griffbereit

DART ist zur Zerstäubung von Lösungen auf die nasale und oropharyngeale Schleimhaut vorgesehen und ermöglicht eine präzise Verabreichung mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von etwa 50 µm.

Es ist kein intravenöser Zugang erforderlich, und die Lösungen können schnell und schmerzfrei verabreicht werden. Die Verabreichung zerstäubter Medikamente führt zu einem therapeutischen Wirkungseintritt, der dem einer intravenösen Verabreichung ähnlich ist. Für die systemweite Einführung ist keine spezielle Schulung erforderlich.

Die Verabreichungsmethode ist für den Patienten schmerzfrei, was hilft, ihn in stressreichen Situationen ruhig zu halten. Unser DART-Sortiment an mukosalen Medikamenten-Zerstäubern umfasst mehrere Produktoptionen, sodass Sie stets die optimale Konfiguration für Ihre Anforderungen zur Verfügung haben. Dazu gehören Varianten mit und ohne Spritze sowie eine Option mit Ampullen-Adapter (eine stumpfe Kunststoffkanüle zum Aufziehen der Lösung in die Spritze) für Komfort und einfache Handhabung. Alle DART-Zerstäuber sind Einwegprodukte und werden in Einheiten zu 25 Stück geliefert.



Artikel-Nr.	Produkt	VE
DART100	DART intranasaler Zerstäuber mit 3 ml Spritze	25
DART110	DART intranasaler Zerstäuber mit 1 ml Spritze	25
DART140	DART intranasaler Zerstäuber mit 3 ml Spritze und Ampullen-Adapter	25
DART300	DART intranasaler Zerstäuber ohne Spritze	25

DART wird von Pulmodyne Inc, USA hergestellt und von Intersurgical Ltd vertrieben.

Please think before you print Sparen Sie Energie und Papier. Wenn Sie diese Produktinformation ausdrucken müssen, drucken Sie bitte doppelseitig.

IS6.22 ▪ Issue 3 04.25



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic
Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia