



DART-Reach™

Laryngotrachealer mukosaler Medikamentenzerstäuber




Atemwegsmanagement ▪ Pulmodyne®

DART-Reach™ laryngotrachealer mukosaler Zerstäuber

Präzise und direkte Zerstäubung

DART-Reach ist zur Zerstäubung von Lösungen auf die nasale, laryngeale und oropharyngeale Schleimhaut vorgesehen und liefert eine durchschnittliche Partikelgröße von etwa 50 µm. Mit DART-Reach können Medikamente schnell und effektiv verabreicht werden – auch bei schwierigen Atemwegen. Das Gerät verfügt über einen flexiblen Stylet, der einen individuell angepassten Einsatz ermöglicht und bei verschiedenen Verfahren verwendet werden kann, darunter Wachintubationen, schwierige Intubationen, Bronchoskopien und transösophageale Echokardiographien.

Unser DART-Reach-Sortiment umfasst mehrere Produktoptionen, darunter Varianten mit und ohne Spritze sowie zwei unterschiedliche Stylet-Längen (218 mm und 117 mm). Alle DART-Reach-Zerstäuber sind Einwegprodukte und werden in Einheiten zu 25 Stück geliefert.



Artikel-Nr.	Produkt	VE
REACH600	DART-Reach Zerstäuber mit 5 ml Spritze, 218 mm	25
REACH700	DART-Reach Zerstäuber, 218 mm	25
REACH720	DART-Reach Zerstäuber, 117 mm	25

DART-Reach wird von Pulmonary Inc, USA hergestellt und von Intersurgical Ltd vertrieben.

Please think before you print Sparen Sie Energie und Papier. Wenn Sie diese Produktinformation ausdrucken müssen, drucken Sie bitte doppelseitig.

IS6.23 • Issue 3 04.25



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia • Czech Republic
Turkey • South Africa • China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia