



Compact™

Ausziehbare Anästhesie-Beatmungssysteme für
Kinder und Erwachsene



Anästhesie • Anästhesie-Beatmungssysteme



Compact™ Beatmungssysteme - ausziehbar und verstellbar

Optimale Kompression

Das einzigartige ausziehbare Beatmungssystem Compact kann auf fast ein Fünftel seiner ausgezogenen Länge komprimiert werden und ist damit besonders wirtschaftlich. Durch die Lieferung in komprimierter Form erhöht sich die Anzahl der Systeme pro Box, was im Vergleich zu anderen Beatmungssystemen zu erheblichen Platz- und Kosteneinsparungen führt. Ein Standardkarton mit Compact-Systemen könnte ein Krankenhaus mit einem zusätzlichen Vorrat für drei Wochen versorgen.

- Mehr Compact Systeme pro Box
- Geringerer Lagerbedarf
- Geringere Kosten für Frachtvolumen
- Verbesserte Entsorgung

Leichtgewichtig

Das Compact-System ist leichter als andere ausziehbare Schlauchsysteme. Der Zug auf den Patienten-Tubus wird so auf ein Minimum reduziert.

Einstellbare Länge


Das Compact-System kann für den Einsatz auf die gewünschte Länge ausgezogen werden und danach zur Reduzierung des zu entsorgenden Volumens auf die Länge des Auslieferungszustandes zusammengeschoben werden.

Einfache Positionierung

Der Schlauch des Compact-Systems kann in jede gewünschte Position gebracht werden. Dadurch ergeben sich vielfältige Positionierungsmöglichkeiten, ideal für die Kopf- und Halschirurgie, wo das System vom Patienten entfernt positioniert werden kann und keine zusätzlichen Patientenanschlüsse erforderlich sind.



Beatmungssysteme Erwachsene




Artikel-Nr.	Produkt	VE
2150000	22mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit Luer-Winkel, $\geq 1.5\text{m}$	70
2151000 (S*) 	22mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit Luer-Winkel, $\geq 2.0\text{ m}$	70 (20*)
2158000	22mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit Luer-Winkel, $\geq 3.0\text{ m}$	40
1526000	22 mm Compact Verlängerungsschlauch 2.0 m, zusätzl. Adapter 22AD/22AD	100

 Illustriert  Sterile Option erhältlich
(S*) Hängen Sie an die siebenstellige Artikelnummer ein S an, um die sterile Option zu bestellen (z. B. 5000000S).




Beatmungssysteme Erwachsene mit 3 L Beutel




Artikel-Nr.	Produkt	VE
2152000	22mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit 3L Beutel und Zusatzschlauch, ≥2.0m	35
2153000	22mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit 3L Beutel , Filter und Zusatzschlauch, ≥1.5 m	35

Beatmungssysteme Erwachsene mit 2 L Beutel



Artikel-Nr.	Produkt	VE
2154000 (S*)	22mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit 2L Beutel und Zusatzschlauch, ≥2.0m	35 (20*)
2156000	22mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit 2L Beutel, Luer-Winkel und 1.5m Zusatzschlauch, ≥3.0m	25
2157000	22mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit 2L Beutel, Luer-Winkel und 2m Zusatzschlauch, ≥3.0m	25
2150001	22mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit 2L Beutel, Luer-Winkel und 2m Zusatzschlauch, ≥3.0m	70

Beatmungssysteme Erwachsene mit Wasserfallen




Artikel-Nr.	Produkt	VE
2155000	22mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit zwei wiederverschließbaren Wasserfallen und Zusatzschlauch, ≥3.0m	12

Illustriert Sterile Option erhältlich
(S*) Hängen Sie an die siebenstellige Artikelnummer ein S an, um die sterile Option zu bestellen (z. B. 5000000S).




Compact™ Beatmungssysteme für Kinder

Anästhesie-Beatmungssysteme für Kinder



Artikel-Nr.	Produkt	VE
2161000 	15mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit Luer-Winkel, $\geq 1.5\text{m}$	85
2162000	15mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit Luer-Winkel, $\geq 2\text{m}$	70
2163000	15mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit Luer-Winkel, $\geq 3.0\text{m}$	40

Anästhesie-Beatmungssysteme für Kinder mit 1 L Beutel



Artikel-Nr.	Produkt	VE
2164000 	15mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit Luer-Winkel, 1L Beutel und Zusatzschlauch, $\geq 2\text{m}$	35
2165000	15mm Compact, ausziehbares Beatmungssystem mit Luer-Winkel, 1L Beutel und Zusatzschlauch, $\geq 3\text{m}$	25

 Illustriert

IS5.4 • Issue 9 08.25



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO
14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP



Bitte recyceln

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ India ▪ Ireland ▪ Italy
Japan ▪ Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA