




BiTrac™ NIV

Non-invasive Beatmungsmasken



Intensivtherapie ▪ Pulmodyne®



BiTrac™ NIV

Das BiTrac NIV-Produktsortiment beinhaltet eine Vielzahl von Schnittstellen, die den Patientenkomfort und die Compliance bei Atemnotsituationen erhöhen. Die Full-Face- und Nasalmasken sind individuell anpassbar, wobei Druck auf den Nasenrücken durch das Design der Abdichtung minimiert wird.

Unser Sortiment an austauschbaren Winkelstücken reduziert erhebliche Abfallmengen, da dieses beim Wechsel zwischen Standard- und Bilevel-Beatmungsgeräten einfach entfernt und ersetzt werden kann.

Atmungsaktives Kopfband

4 Größen erhältlich
von Erwachsene extra groß bis Erwachsene klein

Zusätzliche Klettlaschen
Jedes Band hat zwei Klettverschlüsse für optimalen Sitz am Patienten

Verstellbarer Omni-Clip™
für eine optimale Einstellung des Stirnpolsters

Dopellippiges Silikonkissen
für Patientenkomfort und luftdichten Sitz

Bajonett-Verschluss
für eine sichere Winkelverbindung

7 austauschbare Winkel erhältlich
auf die Bedürfnisse Ihres Patienten abgestimmt



Austauschbare Winkel

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9599	BiTrac Select austauschbarer, nicht belüfteter Standard-Winkel	10
313-9598	BiTrac Select austauschbarer, nicht belüfteter Winkel mit Anti-Asphyxie-Ventil	10
313-9593	BiTrac Select austauschbarer, belüfteter Winkel mit Anti-Asphyxie-Ventil	10
313-9595	BiTrac Select austauschbarer, nicht belüfteter Winkel mit Vernebleranschluss	10
313-9594	BiTrac Select austauschbarer, nicht belüfteter Winkel mit Anti-Asphyxie-Ventil und Vernebleranschluss	10
313-9597	BiTrac Select austauschbarer, nicht belüfteter Winkel mit Bronchoskopieanschluss	10
313-9596	BiTrac Select austauschbarer, nicht belüfteter Winkel mit Anti-Asphyxie-Ventil & Bronchoskopieanschluss	10



BiTrac™ Select™ NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Standard-Winkel

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9509	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Standard-Winkel, Erw. extra groß	10
313-9508	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Standard-Winkel, Erw. groß	10
313-9507	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Standard-Winkel, Erw. medium	10
313-9506	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Standard-Winkel, Erw. klein	10



BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, belüfteten Winkel mit Anti-Asphyxie-Ventil

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9514	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. extra groß	10
313-9513	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. groß	10
313-9512	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. medium	10
313-9511	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. klein	10



BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9504	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. extra groß	10
313-9503	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. groß	10
313-9502	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. medium	10
313-9501	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil, Erw. klein	10

**BiTrac™ Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil und Vernebleranschluss**

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9518	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil und Vernebleranschluss, Erw. extra groß	10
313-9517	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil und Vernebleranschluss, Erw. groß	10
313-9516	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil und Vernebleranschluss, Erw. medium	10
313-9515	BiTrac Select NIV Full-Face-Maske mit austauschbarem, nicht belüfteten Winkel, Anti-Asphyxie-Ventil und Vernebleranschluss, Erw. klein	10

**BiTrac NIV Nasalmaske mit nicht belüftetem Standard-Winkel**

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9016W	BiTrac NIV Nasalmaske mit nicht belüftetem Standard-Winkel, Erw. extra groß	10
313-9015W	BiTrac NIV Nasalmaske mit nicht belüftetem Standard-Winkel, Erw. groß	10
313-9014W	BiTrac NIV Nasalmaske mit nicht belüftetem Standard-Winkel, Erw. medium	10
313-9013W	BiTrac NIV Nasalmaske mit nicht belüftetem Standard-Winkel, Erw. klein	10

Ersatz-Kopfband

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9026	Ersatz-Kopfband für BiTrac Full-Face-Maske	10
313-9027	Ersatz-Kopfband mit Haube für BiTrac Full-Face-Maske	10

BiTrac, BiTrac Select und Omni-Clip werden von Pulmonary Inc., USA, hergestellt und von Intersurgical Ltd. vertrieben.



IS1.62 • Issue 4 09.23