



nFlow™ CosyFit

Nasales CPAP-System für Neugeborene



Intensivtherapie • Beatmungssysteme



# nFlow™ CosyFit

## Designed to care

Die kleinsten Patienten brauchen oft die meiste Pflege. Sicherheit und Komfort sind unerlässlich, um Neugeborenen den Start ins Leben zu erleichtern.

### Die Lösung für die neonatale CPAP-Therapie

Das neue Intersurgical nFlow-System bietet eine Komplettlösung für die CPAP-Beatmung von Neugeborenen. Die bewährte "Gas-Flip"-Technologie reduziert die Atemarbeit und stellt eine echte Alternative zur ventilatorgestützten CPAP dar.

### Schlauchhalterung

Leichtes und sicheres Design für einfache Positionierung und Anpassung

### Mützenband


Weich und stabil, um während der Behandlung einen bequemen und zuverlässigen Sitz zu gewährleisten

### Mütze


Die atmungsaktive nFlow CosyFit-Mütze aus Baumwolle ist in 12 Größen erhältlich und verfügt über 3 große Befestigungspads, die für einen sanften und bequemen Sitz für verschiedene Patientengrößen sorgen.

### Die CosyFit Mütze

Die CosyFit-Mütze ermöglicht ein einfaches und präzises Anbringen des Generators und bietet selbst den sensibelsten Patienten einen sicheren und sanften Sitz.




A





## Ihre Auswahl an Patientenschnittstellen und Mützen

Patientenschnittstellen und CosyFit-Mützen werden separat geliefert, um Abfall zu vermeiden. Verwenden Sie die mitgelieferte Größenhilfe, um die richtige Option für Ihren Patienten auszuwählen.



### 12 Mützen

Separat erhältlich in 12 farbcodierten Größen. Jede CosyFit-Mütze ist ausgestattet mit drei Befestigungspads zur Befestigung der Schlauchhalterung und Mützenbänder.



### Patientenschnittstelle

Masken und Prongs sind in vier Größen separat erhältlich. Das weiche, komfortable Silikon garantiert einen optimalen Sitz und minimale Abnutzung.



### B CosyFit Mützen



### C Nasale Masken




### D Nasale Prongs


[Anfrage senden](#)
[Mehr erfahren](#)
[Video ansehen](#)



Wir erleichtern Ihnen die Bestellung. Um ein komplettes System zusammenzustellen, können Sie ein Produkt aus den Gruppen A und B wählen und eine Patientenschnittstelle aus C und/oder D. Sie können auch jederzeit einzelne Artikel je nach Bedarf bestellen.



| Artikel-Nr.                             | Produkt                                                                                          | VE |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>A nFlow CosyFit Beatmungssysteme</b> |                                                                                                  |    |
| 4800000                                 | nFlow CosyFit beheiztes CPAP Beatmungssystem für Neugeborene, ≥ 1.6m                             | 12 |
| 4800001                                 | nFlow CosyFit beheiztes CPAP Beatmungssystem für Neugeborene, ≥ 1.8m                             | 10 |
| 4800016                                 | nFlow CosyFit beheiztes CPAP Beatmungssystem für Neugeborene mit abnehmbarer Messleitung, ≥ 1.8m | 10 |
| <b>B nFlow CosyFit Mützen</b>           |                                                                                                  |    |
|                                         | <b>Größe</b>                                                                                     |    |
| 4907009                                 | nFlow CosyFit, Mütze für Neugeborene, Dunkelblau                                                 | 10 |
| 4907008                                 | nFlow CosyFit, Mütze für Neugeborene, Türkis                                                     | 10 |
| 4907007                                 | nFlow CosyFit, Mütze für Neugeborene, Orange                                                     | 10 |
| 4907006                                 | nFlow CosyFit, Mütze für Neugeborene, Rot                                                        | 10 |
| 4907005                                 | nFlow CosyFit, Mütze für Neugeborene, Grün                                                       | 20 |
| 4907004                                 | nFlow CosyFit, Mütze für Neugeborene, Hellorange                                                 | 20 |
| 4907003                                 | nFlow CosyFit, Mütze für Neugeborene, Blau                                                       | 20 |
| 4907002                                 | nFlow CosyFit, Mütze für Neugeborene, Gelb                                                       | 20 |
| 4907001                                 | nFlow CosyFit, Mütze für Neugeborene, Dunkelgrau                                                 | 20 |
| 4907110                                 | nFlow CosyFit, Mütze für Neugeborene, Rosa                                                       | 20 |
| 4907100                                 | nFlow CosyFit, Mütze für Neugeborene, Grau                                                       | 20 |
| 4907000                                 | nFlow CosyFit, Mütze für Neugeborene, Weiß                                                       | 20 |
| <b>C nFlow Nasale Masken</b>            |                                                                                                  |    |
|                                         | <b>Größe</b>                                                                                     |    |
| 4716000                                 | nFlow Nasale Maske                                                                               | 30 |
| 4706000                                 | nFlow Nasale Maske                                                                               | 30 |
| 4705000                                 | nFlow Nasale Maske                                                                               | 30 |
| 4704000                                 | nFlow Nasale Maske                                                                               | 30 |
| <b>D nFlow Nasale Prongs</b>            |                                                                                                  |    |
|                                         | <b>Größe</b>                                                                                     |    |
| 4703000                                 | nFlow Nasaler Prong                                                                              | 30 |
| 4702000                                 | nFlow Nasaler Prong                                                                              | 30 |
| 4701000                                 | nFlow Nasaler Prong                                                                              | 30 |
| 4711000                                 | nFlow Nasaler Prong                                                                              | 30 |

IS1.59 • issue 4 01.26



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin  
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO  
14001:2015, ISO 9001:2015,  
ISO 13485:2016 und MDSAP