



Hydro-Guard™ Pro Beatmungsfilter



Atemwegsmanagement ▪ Beatmungsfilter



Hydro-Guard™ Pro Beatmungsfilter

Der Hydro-Guard Pro ist ein plissierter mechanischer Beatmungsfilter mit geringem Volumen, der eine hocheffiziente HEPA-Filtration bietet. Der plissierte mechanische Filter bietet eine bakterielle und virale Effizienz von $\geq 99.9999\%$, während das geringe Volumen das Risiko einer möglichen Rückatmung minimiert. Dadurch ist der Hydro-Guard Pro ideal für den Einsatz am Atemweg des Patienten geeignet und als gerade oder abgewinkelte Option erhältlich.

Befestigte Luer-Kappe

Zur sicheren Überwachung von Atemgasen

Plissierter mechanischer Filter

Bietet eine hocheffiziente HEPA-Filtration

Gerade und abgewinkelte Optionen

Erfüllen alle klinischen Bedürfnisse

Farbcodierung

Verbessert die Identifikation und stellt sicher, dass der richtige Filter/HME für die richtige klinische Anwendung verwendet wird



Hydro-Guard Pro



Hydro-Guard Pro abgewinkelt

Artikel-Nr.	1745162	1745152
VE	40	40
Filtrationseffizienz	99.9999%	99.9999%
Widerstand bei 30L/min	1.8cm H ₂ O	1.8cm H ₂ O
Widerstand bei 60L/min	3.8cm H ₂ O	3.8cm H ₂ O
Kompressibles Volumen	23ml	25ml
Gewicht	23g	23g
Konnektoren	22AD/15ID-15AD	22AD/15ID-15AD
Minimales Tidalvolumen	≥ 150 ml	≥ 150 ml

Anfrage senden

IS12.29 ■ Issue 3 07.24



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO
14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP

Please think before you print

Sparen Sie Energie und Papier!
Wenn Sie diese Produktinformation ausdrucken müssen, tun Sie dies bitte doppelseitig.