



Inter-Therm™ HMEF-Sortiment



Atemwegsmanagement ▪ Klimatisierungsfiler (HMEFs)



Die Inter-Therm HMEFs sind eine Produktreihe hocheffizienter Filter, die mit einem einzigartigen gewellten Papier-HME kombiniert sind. Diese spezielle Struktur maximiert die Oberfläche und kombiniert ein hohes Maß an Schutz mit einer ausgezeichneten Befeuchtung.

Die Produktreihe umfasst sowohl HEPA- als auch elektrostatische Filter sowie Tracheostomie-HMEs, um den klinischen Anforderungen aller Patientengruppen gerecht zu werden.

Inter-Therm™ Midi HMEF mit Luer Port



Artikel-Nr.	1331302
Verpackungseinheit	60
Luer Lock Port	✓
Bakterienretention	99.98 %
Virenretention	99.93 %
Feuchteverlust	8.1 mg H ₂ O/L
Befeuchtungsleistung	30.5 mg H ₂ O/L
Flow-Widerstand bei 30L/min	1.7 cm H ₂ O
Flow-Widerstand bei 60L/min	3.7 cm H ₂ O
Kompressibles Volumen	29 ml
Gewicht	20 g
Konnektoren	15AD-22AD/15ID
Minimales Tidalvolumen	100 ml

Inter-Therm™ Micro HMEF mit Winkel und Luer Port



Artikel-Nr.	1333002
Verpackungseinheit	50
Luer Lock Port	✓
Bakterienretention	99.94 %
Virenretention	99.53 %
Feuchteverlust	8.1 mg H ₂ O/L
Befeuchtungsleistung	30.5 mg H ₂ O/L
Flow-Widerstand bei 10L/min	0.7 cm H ₂ O
Flow-Widerstand bei 20L/min	1.5 cm H ₂ O
Kompressibles Volumen	16 ml
Gewicht	15 g
Konnektoren	15AD-22AD/15ID
Minimales Tidalvolumen	50 ml



Inter-Therm™ T und T+ HME



1875020



1875000

Inter-Therm T

Inter-Therm T+

Inter-Therm T+

Artikel-Nr.	1875020 (S*)	1875000 (S*)	1875001 (S*)
Feuchteverlust	11.9 mg H ₂ O/L	13.1 mg H ₂ O/L	13.1 mg H ₂ O/L
Befeuchtungsleistung	27.1 mg H ₂ O/L	26.1 mg H ₂ O/L	26.1 mg H ₂ O/L
Flow-Widerstand bei 30L/min	0.3 cm H ₂ O	0.4 cm H ₂ O	0.4 cm H ₂ O
Flow-Widerstand bei 60L/min	0.8 cm H ₂ O	1.1 cm H ₂ O	1.1 cm H ₂ O
Internes Volumen	16 ml	17 ml	17 ml
Gewicht	5 g	9 g	9 g
Konnektoren	15F	15F	15F
Minimales Tidalvolumen	> 60 ml	> 60 ml	> 60 ml
Zubehör	-	-	1.8m Sauerstoffschlauch

[Anfrage senden](#)

Inter-Therm™ HMEF mit Luer Port - steril

[Anfrage senden](#)


Artikel-Nr.	1341000S
Verpackungseinheit	50
Luer Lock Port	✓
Feuchteverlust	6 mg H ₂ O/L
Befeuchtungsleistung	32.3 mg H ₂ O/L
Filtrationseffizienz	> 99.998 %
Flow-Widerstand bei 30L/min	1.6 cm H ₂ O
Flow-Widerstand bei 60L/min	2.7 cm H ₂ O
Kompressibles Volumen	57 ml
Gewicht	31g
Konnektoren	22ID/15AD-22AD/15ID
Minimales Tidalvolumen	> 180 ml

Inter-Therm™ Pro HMEF (mechanisch)

[Anfrage senden](#)


Artikel-Nr.	1791902
Verpackungseinheit	80
Luer Lock Port	✓
Feuchteverlust	8 mg H ₂ O/L
Befeuchtungsleistung	30.6 mg H ₂ O/L
Filtrationseffizienz	> 99.9999 %
Flow-Widerstand bei 30L/min	1.4 cm H ₂ O
Flow-Widerstand bei 60L/min	2.5 cm H ₂ O
Kompressibles Volumen	126 ml
Gewicht	50 g
Konnektoren	22ID/15AD-22AD/15ID
Minimales Tidalvolumen	> 380 ml



Inter-Therm™ Mini HMEF mit Luer Port - steril



Artikel-Nr.	1331000S
Verpackungseinheit	50
Luer Lock Port	✓
Feuchteverlust	8.4 mg H ₂ O/L
Befeuchtungsleistung	30.2 mg H ₂ O/L
Filtrationseffizienz	> 99.99%
Flow-Widerstand bei 15L/min	1.0 cm H ₂ O
Flow-Widerstand bei 30L/min	2.2 cm H ₂ O
Kompressibles Volumen	28 ml
Gewicht	20 g
Konnektoren	22F/15M-22M/15F
Minimales Tidalvolumen	> 90 ml

[Anfrage senden](#)

Inter-Therm™ Mini HMEF mit Winkel und Luer Port - steril



Artikel-Nr.	1332000S
Verpackungseinheit	50
Luer Lock Port	✓
Feuchteverlust	8.5 mg H ₂ O/L
Befeuchtungsleistung	30.1 mg H ₂ O/L
Filtrationseffizienz	> 99.99 %
Flow-Widerstand bei 30L/min	0.7 cm H ₂ O
Flow-Widerstand bei 60L/min	2.2 cm H ₂ O
Kompressibles Volumen	29 ml
Gewicht	19 g
Konnektoren	15AD-22AD/15ID
Minimales Tidalvolumen	> 90 ml

[Anfrage senden](#)

Hinweis: Nicht alle Produkte sind auf allen Märkten erhältlich; bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihre lokale Niederlassung.

IS12.31 ▪ Issue 6 03.26



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO
14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP