


# nFlow™

Nasales CPAP-System für Neugeborene



Designed to care

Qualität, Innovation und Service

[www.intersurgical.de](http://www.intersurgical.de)



@intersurgical



/intersurgical

# nFlow™

## Designed to care

Die kleinsten Patienten brauchen oft die meiste Pflege. Sicherheit und Komfort sind unerlässlich, um Neugeborenen den Start ins Leben zu erleichtern.

Das neue Intersurgical nFlow-System bietet eine komplette Pflegelösung für die CPAP-Beatmung von Neugeborenen. Die bewährte "Gas-Flip"-Technologie reduziert die Atemarbeit und stellt eine echte Alternative zur Ventilator-CPAP dar.



A

### Das nFlow System


Das nFlow-System (Nr. 4700000/01) besteht aus nFlow-Generator, Heizleitung, verstellbarem 10mm Superset Style-Expirationsschlauch und phthalatfreien Messleitungen für Frischgas-Flow und Atemwegsdruck.

### Große Auswahl an Patientenverbindungen und Mützen

Diese werden separat geliefert, um Abfall zu vermeiden. Mit der beiliegenden Größenhilfe finden Sie für jeden kleinen Patienten die passende Option.


### Kompatibilität

nFlow ist kompatibel mit allen gängigen Flow-Treibern und Befeuchtern, die in der neonatalen Intensivpflege eingesetzt werden.



## Die richtige Wahl leichtgemacht

Das nFlow-System enthält zwei Größenhilfen, die die Auswahl von Patientenverbindung und Mütze erleichtern.



### Patientenverbindungen

Masken und Prongs sind in 4 Größen separat erhältlich. Das weiche komfortable Silikon garantiert einen optimalen Sitz und minimale Abnutzung.



### 12 Mützen

Separat erhältlich in 12 farbcodierten Größen. Jede Mütze hat drei Klettverschlüsse und sichere Befestigungspunkte.



B

### Mützen



C

### Masken



D


### Prongs








# Bestellinformation nFlow™






Um ein komplettes System zusammenzustellen, bestellen Sie jeweils eine Nummer aus den Gruppen A bis D.




A nFlow-System 		
4700000	nFlow CPAP-System für Neugeborene mit Heizleitung, 1.6m	12
4700001	nFlow CPAP-System für Neugeborene mit Heizleitung, 1.8m (größere Flexibilität)	10

B Mützen 				
4707009	Größe 9 (40 - 42 cm)	Dunkelblau		10
4707008	Größe 8 (38 - 40 cm)	Türkis		10
4707007	Größe 7 (36 - 38 cm)	Orange		10
4707006	Größe 6 (34 - 36 cm)	Rot		10
4707005	Größe 5 (32 - 34 cm)	Grün		20
4707004	Größe 4 (30 - 32 cm)	Hellorange		20
4707003	Größe 3 (28 - 30 cm)	Hellblau		20
4707002	Größe 2 (26 - 28 cm)	Gelb		20
4707001	Größe 1 (24 - 26 cm)	Dunkelgrau		20
4707110	Größe 0 (22 - 24 cm)	Rosa		20
4707100	Größe 00 (20 - 22 cm)	Grau		20
4707000	Größe 000 (18 - 20 cm)	Weiß		20

C Masken 				
4716000	Extragroß	Naturfarben		30
4706000	Groß	Violett		30
4705000	Medium	Blau		30
4704000	Klein	Rosa		30

D Prongs 				
4703000	Groß	Violett		30
4702000	Medium	Blau		30
4701000	Klein	Rosa		30
4711000	Extraklein	Grün		30

E Zubehör 		
4708000	nFlow Set zur Geräuschdämmung	50
4700011	nFlow Ersatz-Klettbander	60