



STARMed CaStar

Helm für die CPAP-Therapie



Intensivtherapie ▪ Patientenschnittstellen ▪ **STARMed**



STARMed CaStar CPAP Helm

StarMed CaStar

Der CaStar ist eine komfortable, vielseitige und leichte Patientenschnittstelle, die als Alternative zu herkömmlichen Methoden der CPAP-Therapie entwickelt wurde. Der CaStar ist auch über längere Zeiträume gut verträglich und kann Risiken reduzieren, die sowohl mit der endotrachealen Intubation als auch mit der Verwendung einer Gesichtsmaske einhergehen. Der Helm kann in halbliegender Position, sowie in Rücken- und Bauchlage verwendet werden.

Technische Eigenschaften

- Hergestellt aus phthalatfreien Materialien
- 22AD/22ID Konnektoren gemäß ISO-Standard
- Integrierter Druckmesser zur Überwachung des PEEP
- Komfortable, atraumatische Unterarmbefestigung

- Bei Bedarf ist weiteres Befestigungszubehör erhältlich
- Zwei luftdichte Zugangsports, geeignet für ein- oder mehrlumige Sonden und Katheter
- Neuer Patientenzugang mit Schrauböffnung. Bi-direktionales Notluftventil öffnet sich bei Druckabfall automatisch
- Während der Entfaltung legt sich die elastische Membran luftdicht am oberen Torso an und sorgt für eine vollständige Abdichtung.

Bibliographie:

- Squadrone V, et al. Continuous Positive Airway Pressure for Treatment of Postoperative Hypoxemia. A Randomized Controlled Trial, Jama. 2005 Feb 2;293(5):589-95
- Squadrone V, et al. Early CPAP prevents evolution of acute lung injury in patients with hematologic malignancy, Intensive Care Med. 2010 Oct;36(10):1666-74
- Brambilla AM, et al. CPAP vs. oxygen therapy in severe hypoxemic respiratory failure due to pneumonia, Intensive Care Med. 2014 Jul;40(7):942-9
- Cosentini R, et al. Helmet continuous positive airway pressure vs oxygen therapy to improve oxygenation in community-acquired pneumonia: a randomized, controlled trial, Chest. 2010 Jul;138(1):114-20

Neuer Patienten-Zugangsport
Mit bidirektionalem Anti-Asphyxiations-Ventil

Transparent
Einfache Überwachung des Patienten

Integrierter Druckmesser

Neue luftdichte Zugangsports
Näher am Atemwegs des Patienten

Komfortable Unterarmbefestigung

PHVT

STARMed

CaStar CPAP Helm mit bi-direktionalem Anti-Asphyxiations-Ventil und Patienten-Zugangsport*

Artikelnr.	Größe	Halsumfang	VE
CP210XXL/2	Extra extra groß	≥50 cm	5
CP210XL/2	Extra groß	45-52 cm	5
CP210L/2	Groß	40-47 cm	5
CP210M/2	Medium	34-41cm	5
CP210S/2	Klein	27-34 cm	5
CP210XS/2	Extra klein	17-27 cm	5


www.intersurgical.de/info/starmed

 Video verfügbar unter www.intersurgical.de

*PEEP-Ventil und Schläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Das Zubehörsortiment finden Sie auf unserer Website.


INTERSURGICAL®
BEATMUNGS-PRODUKTE GMBH

Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin

 T: 02241-25690 F: 02241-2569222 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de

 Management System
ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900005840

 Hersteller
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italy

Please think before you print

 Sparen Sie Energie und Papier!
Wenn Sie diese Produktinformation ausdrucken müssen, tun Sie dies bitte doppelseitig.

IS17_DE • Issue 8 06.20