



STARMed CaStar R Up

Entriegelbarer Helm für nicht-invasive mechanische Beatmung (NIV)



Intensivtherapie ▪ Patientenschnittstellen ▪ STARMed



STARMed CaStar R Up entriegelbarer Helm für NIV

StarMed CaStar R Up

Der CaStar R Up ist eine komfortable, vielseitige und leichte Patientenschnittstelle für die nicht-invasive mechanische Beatmung. Das einzigartige Design ermöglicht es dem Anwender, den oberen Teil des Helms leicht zu entfernen und vollen Zugang zum Patienten zu haben, während alle Sonden oder Katheter im unteren Teil des Helms in Position bleiben können. Er kann sowohl in halb liegender, als auch in liegender Position verwendet werden und bietet eine ideale Option für die NIV-Therapie


Vorteile

- Schneller Zugriff auf den Patienten für Pflege, Hygiene oder in Notfällen
- Abnahme des Helms durch einen einzigen Anwender jederzeit schnell und einfach möglich
- Sonden und Katheter bleiben an ihrem Platz

Technical Features

- Hergestellt aus phthalatfreien Materialien
- 22AD Konnektoren gemäß ISO Standard
- Eingebautes aufblasbares Kissen für zusätzlichen Patientenkomfort
- Komfortable und atraumatische Unterarmbefestigung
- Bei Bedarf ist weiteres Befestigungszubehör erhältlich
- Zwei vielseitige, abgedichtete Zugangsports, geeignet für ein- oder mehrlumige Sonden oder Katheter
- Neu gestalteter Patientenzugang. Bidirektionales Notluftventil öffnet sich bei Druckabfall automatisch
- Während der Entfaltung legt sich die elastische Membran luftdicht am oberen Torso an und sorgt für eine vollständige Abdichtung

Weitere Informationen finden Sie unter www.intersurgical.de



CaStar R Up entriegelbarer Helm für NIV mit aufblasbarem Kissen, bidirektionalem Notluftventil und Patientenzugang*

Artikelnr.	Größe	Halsumfang	VE
CA022XXL/2R	Extragroß Plus	≥50cm	5
CA022XL/2R	Extragroß	45-52cm	5
CA022L/2R	Groß	40-47cm	5
CA022M/2R	Medium	34-41cm	5
CA022S/2R	Klein	27-34cm	5
CA022XS/2R	Extraklein	17-27cm	5

www.intersurgical.de

*Schläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Das passende Zubehör finden Sie auf unserer Website.

INTERSURGICAL® BEATMUNGS-PRODUKTE GMBH
 Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin
 T: 02241-25690 F: 02241-2569222 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de

Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach
 ISO: 9001 :2015
 ISO: 13485 :2016
 ISO: 14001 :2015