



VariFit™ NIV-Maske



Critical Care ▪ NIV-Masken



VariFit™ mit AIR^ogel[®] Technologie

Die innovative VariFit NIV-Maske zum Einmalgebrauch hat ein Kissen mit AIR^ogel[®] Technologie für erhöhten Patientenkomfort. Farbcodierte Konnektoren helfen bei der Auswahl der korrekten Maske für Bilevel/CPAP-Anwendungen oder nicht-invasive Ventilation mit Ein- oder Doppelschlauchsystem. Das atmungsaktive Gurtgeschirr mit Schnellverschluss lässt sich schnell anpassen und ist besonders komfortabel.

AIR^ogel[®]

Maximaler Komfort, minimales Gewicht:
AIR^ogel[®] reduziert Druckpunkte und Hautreizungen.

Innovatives Kissen mit Gel-Polster

Ergonomische Form bietet effektive Abdichtung und komfortablen Sitz

Aktive Gurtgeschirr-Befestigung

Bewegt sich mit dem Patienten - für eine verlässliche Abdichtung

360° Drehkonnektor

Optimale Positionierung des Schlauchs und mehr Mobilität



Flexible Spacebar™

Stabilisator hält Gurtgeschirr in der gewünschten Position, ohne dabei die Haut des Patienten zu berühren

Belüftete Option (nur 2260000 bis 2262000)

mit Notluftventil für CPAP- oder Bilevel-Anwendungen

Sauerstoff-Port

Leichte Zufuhr von zusätzlichem O₂

Konnektor farbcodiert

Hilft Anwendern bei der Wahl der richtigen Maske

Notluftventil

Verhindert Rückatmung im Fall einer unzulänglichen Beatmung

Belüftete Maske mit Notluftventil: für CPAP- oder Bilevel-Geräte



Konnektor klar

Geschlossene Maske mit Notluftventil: für Einschlauchsysteme mit CO₂-Leckage-Port



Konnektor klar/blau

Geschlossene Maske: für Zweischlauch-Beatmungssysteme



Konnektor blau

Artikelnr.	Produkt	Farbe Konnektor	VE
Zur Verwendung mit Einschlauch-Beatmungssystemen ohne CO₂-Leckage-Port			
2260000	VariFit NIV-Maske, belüftet, mit Notluftventil, Erwachsene klein	○	8
2261000	VariFit NIV-Maske, belüftet, mit Notluftventil, Erwachsene medium	○	8
2262000	VariFit NIV-Maske, belüftet, mit Notluftventil, Erwachsene groß	○	8
Zur Verwendung mit Einschlauch-Beatmungssystemen mit CO₂-Leckage-Port			
2263000	VariFit NIV-Maske, geschlossen, mit Notluftventil, Erwachsene klein	◐	8
2264000	VariFit NIV-Maske, geschlossen, mit Notluftventil, Erwachsene medium	◐	8
2269000	VariFit NIV-Maske, geschlossen, mit Notluftventil, Erwachsene groß	◐	8
Zur Verwendung mit Zweischlauch-Beatmungssystemen			
2265000	VariFit NIV-Maske, geschlossen, Erwachsene klein	●	8
2266000	VariFit NIV-Maske, geschlossen, Erwachsene medium	●	8
2267000	VariFit NIV-Maske, geschlossen, Erwachsene groß	●	8

AIRgel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sleepnet Corporation. Flexible Spacebar, Advanced Cushion Technology und Active Headgear Connector sind Warenzeichen der Sleepnet Corporation.

IS1.41_UK • Issue 2 06.15



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin

T: 02241-311063 F: 02241-313143 anfrage@intersurgical.de | www.intersurgical.de

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy
Netherlands • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia
Czech Republic • Turkey • South Africa • China • Japan
Taiwan • Philippines • USA • Colombia • Australia



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO 14001, ISO 9001 und ISO 13485.